

Suprafelt

Implante de Cartilagem

Representação EXCLUSIVA



danialex.com.br

(22) **2519-0805** | (21) **3400-7065**

e-mail: alexandre@danialex.com.br

anacristinart@danialex.com.br



Parceiros
SOMA MEDICAL
Intermediação de Negócios para Saúde

Avenida Julio Antonio Thurler, Nº 145/ Sala 204 - Olaria
Nova Friburgo - RJ - Cep. 28620-000
CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315



Danialex
Material Médico Hospitalar

Comprometimento e qualidade
fazem parte do nosso DNA.

Implante de Cartilagem

Suprafelt



SupraFelt é um implante de cartilagem sem células em forma de matriz composto por Ácido Hialurônico (AH) e Ácido Poliglicólico (PGA) para o reparo e regeneração de defeitos degenerativos e pós-traumáticos da cartilagem. SupraFelt não contém derivados de tecidos de origem humana ou animal.

O SupraFelt pode ser implantado em defeitos locais da cartilagem articular por métodos artroscópicos ou mini-artrotomias (minimamente invasivos), combinados com produtos como pinos biocompósitos biodegradáveis e adesivos teciduais.

Antes da implantação, deve preferencialmente manter em PRP (Platelet Rich Plasma) ou água esterilizada por pelo menos 2 minutos. Isto irá acelerar a regeneração e o implante será capaz de obter a estrutura elástica necessária para a implantação.

SupraFelt proporciona comodidade cirúrgica na implantação com sua estrutura tridimensional.

O SupraFelt pode ser completamente reabsorvido pelo corpo após uma implantação bem-sucedida e reparo tecidual. SupraFelt passou por Esterilização Gama. É um produto descartável que precisa ser armazenado em uma faixa de temperatura de 2-25 °C (temperatura ambiente).



Código	Nome	Volume
F2160525	SupraFelt	25 x 35 x 1,1 mm
F2160520	SupraFelt	20 x 30 x 1,1 mm